

Voorbeeld* van instructies voor de voorbereiding van de CapsoCam Plus®

*De instructies worden aan artsen gegeven als voorbeeld van de voorbereiding van de patiënt die waarschijnlijk tot een schone dunne darm en een gunstige uitkomst van de procedure zal leiden. Bij het voorschrijven van de voorbereidingsinstructies moet de arts de gesteldheid van elke individuele patiënt in aanmerking nemen. Bij patiënten bij wie zich naar bekend motiliteitskwesaties voordoen (bijv. vertraagde lediging van de maag, achterblijven van de maaginhoud, veelvuldige constipatie, problemen bij toegankelijkheid tijdens coloscopie) is mogelijk een agressievere of gemodificeerde voorbereiding nodig.

Deze voorbereiding is door artsen vastgesteld en bij hun patiënten getest om drie primaire eindpunten te behalen: (1) optimale visualisatie van de dunne darm, (2) snelste doorgang van de capsule en (3) dunste ontlasting om de opvang te vergemakkelijken teneinde de klinische uitkomsten van het capsule-endoscopieonderzoek bij uw patiënt te vergemakkelijken.

Instructies voor voorbereiding van de patiënt op capsule-endoscopie met de CapsoCam Plus®

Afspraak voor inname 's ochtends

*OPMERKING: Als een oraal ijzersupplement wordt ingenomen, moet dit ten minste 4 dagen vóór het onderzoek worden gestopt.

U hebt een afspraak voor een capsule-endoscopieprocedure aan de/het: _____

Adres: _____

Dag _____ Datum _____ Tijdstip _____

Dag vóór de procedure

Dag:	Eet een normaal ontbijt gevolgd door een licht verteerbare lunch. Volg de rest van de dag/ de nacht vóór de procedure een helder vloeibaar dieet. (Niets roods drinken.)
Dag: Tijdstip: 19.00 uur	Meng 7 maatdopjes (119 g) polyethyleenglycol (van het merk MoviPrep® of KleanPrep®) met 946 ml water en drink de inhoud in zijn geheel.
Dag: Tijdstip: 21.30 uur	Om 21.30 uur neemt u 0.6 ml Simethicone-druppels in met 240 ml water. Daardoor worden bellen in het maag-darmkanaal tegengegaan. Niets drinken na 22.00 uur. Bij het innemen van medicatie zijn kleine slokjes water toegestaan.

Dag van de procedure

Dag: Tijdstip: ochtend	Wacht met het innemen van medicatie tot 2 uur na het innemen van de capsule tenzij uw arts anderszins oordeelt; neem medicatie vervolgens met kleine slokjes water in.
Dag: Tijdstip:	Twee (2) uur vóór het geplande tijdstip waarop de capsule zal worden ingenomen, mengt u 1 maatdopje (17 g) polyethyleenglycol (MoviPrep, KleanPrep enz.) met een vol glas water. De afsluiting van de fles met polyethyleenglycol is een doseerdop met een markering die aanduidt wanneer de dop tot aan de aangegeven lijn met 17 g poeder is gevuld.
Dag: Tijdstip:	Aankomst bij de praktijkkamer/kliniek.
Tijdstip:	Slik de CapsoCam Plus-capsule in met 0.6 ml Simethicone-druppels in 240 ml water.
Tijdstip:	2 uur na het inslikken van de capsule kunt u weer heldere vloeistoffen drinken.
Tijdstip:	Vier uur na het inslikken van de capsule mengt u 17 g polyethyleenglycol (MoviPrep, KleanPrep enz.) met een vol glas water of Gatorade (mag niet rood zijn) en drinkt u de inhoud in zijn geheel.
Tijdstip:	Eet een licht verteerbare lunch wanneer u daaraan toe bent na eerder een dosis polyethyleenglycol te hebben ingenomen. Documenteer wat u als lunch nuttigt. _____ _____ Eet bij het avondeten zoals gewoonlijk. Er zijn geen verdere beperkingen op het dieet nodig.

Belangrijke informatie voor de patiënt

- Voor de beste resultaten moeten de instructies strikt in acht worden genomen. Het duurt gewoonlijk 3 tot 30 uur voordat de capsule het lichaam verlaat. Als u de capsule 72 uur na deze ingenomen te hebben niet hebt uitgescheiden, neem dan contact op met uw arts.
- Om een video van de instructies voor het opvangen te bekijken, bezoekt u <https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>
- Om te voorkomen dat u dit onderzoek nogmaals moet ondergaan, dient u zich aan de instructies voor het opvangen te houden totdat de capsule is opgevangen. Blijf de meegeleverde opvangbak gebruiken totdat de capsule is opgevangen.
- Breng de capsule terug naar uw arts volgens de instructies.

De capsule terugbrengen: door uw medische zorgverlener gekozen methode

- Breng de capsule tijdens de normale werktijden in de met de CapsoRetrieve-kit meegeleverde **flacon** terug naar de artspraktijk.

Bel onze praktijk als u vragen hebt, op: _____

De voorbereidende medicatie kopen

NB: De voorbereidende medicatie wordt in diverse maten verkocht: Zorg bij het kopen van uw voorbereidende medicatie dat u genoeg hebt voor de volledige voorbereiding.

Polyethyleenglycol (van het merk MoviPrep® of KleanPrep®). Koop een of meer houders die ten minste 153 g kan (kunnen) bevatten (u houdt waarschijnlijk wat over).

Simethicone-druppels – een zo klein mogelijk flesje... u hebt in totaal slechts 1.2 ml nodig.