

## 示例\* CapsoCam Plus®肠道准备说明

\*为医生提供的说明示例,用于患者肠道准备,以确保小肠清洁并取得良好的检查结果。在提供肠道准备说明时,医生应考虑每位患者的具体情况。有已知肠道动力问题的患者(例如,胃排空延迟、胃潴留、频繁便秘、有结肠镜检查难以观察的结构复杂的肠道等)可能需要更积极的肠道准备或改变肠道准备方法。

肠道准备说明由医生与患者合作准备,以实现三个主要目标:(1)尽可能提高小肠的可视性、(2)胶囊尽快排出体外,以及(3)粪便尽可能松散,以便于回收胶囊,目的是尽可能改善患者胶囊内镜检查的临床结果。

# 使用CapsoCamPlus®进行胶囊内镜检查的患者肠道准备说明

## 上午胶囊摄入预约

\*注:如果服用口服补铁剂,请在检查前4(整)天停止服用。

您的胶囊内窥镜检查安排在: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

日(周几) \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_ 时间 \_\_\_\_\_

### 检查前一天

日期:	像往常一样吃早餐,然后吃清淡的午餐。随后,在检查前一天的其他时间(包括晚上)进食清澈的液体饮食。(不要喝红色饮料)。
日期: 时间: 晚上7:00	将七(7)个瓶盖(119克)的聚乙二醇(MiraLAX®、ClearLax、PureLax、GaviLax、LavaClear品牌)与32盎司水或非红色电解质替代饮料混合,然后全部喝下。
日期: 时间: 晚上9:30	晚上9:30,将0.6毫升Mylicon®滴剂与8盎司水充分混合,然后喝下。 这将减少消化道中的气泡。 晚上10点后不要喝任何饮料。允许用少量水送服药物。

### 检查当天

日期: 时间: 上午	除非医生认为有必要,否则应等到吞服胶囊后2小时再用少量水送服药物。
日期: 时间:	在预定吞服胶囊前两(2)小时,将1个瓶盖(17克)的聚乙二醇(MiraLax、ClearLax等)与一整杯水或非红色电解质替代饮料混合。聚乙二醇瓶盖是一个测量盖,粉末填充到指示线时为17克。
日期: 时间:	到达医生办公室/诊所。
时间:	在8盎司水中加入0.6毫升Mylicon滴剂,然后 <b>吞服CapsoCam Plus胶囊</b> 。
时间:	吞服胶囊后2小时内,继续饮用清澈的液体。
时间:	吞服胶囊四(4)小时后,将17克聚乙二醇(MiraLax、ClearLax等)与一整杯水或非红色电解质替代饮料混合,然后全部喝下。
时间:	您可以在喝完最后一剂聚乙二醇(MiraLax、ClearLax等)后随时享用清淡的午餐。请记录您午餐吃了什么。 _____ 像往常一样吃晚餐。不需要进一步限制饮食。

## 重要患者信息

- 为获得最佳结果,请严格按照说明操作。胶囊通常需要3-30小时才能排出体外。如果您在摄入胶囊后72小时仍然没有排出胶囊,请联系医生。

- 要观看胶囊收集视频说明,请访问

<https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



- 为避免重复检查,请遵循胶囊收集说明,直至收集到胶囊。请坚持使用回收套件里提供的胶囊回收盘,直到胶囊被回收。
- 按照指示将胶囊送回医生处。

## 送回胶囊:您的医生选择的两种方式之一

- 如果在您带回家的套件中提供了预先贴好地址的带衬垫信封,请将胶囊放入胶囊容器内。确保关好胶囊容器盖,然后将胶囊容器放入拉链袋中并密封。将装有胶囊容器的拉链袋放入信封中,密封,然后将信封送到FedEx投递箱或FedEx办事处。
- 将胶囊放入胶囊容器内。确保关好胶囊容器盖。在正常工作时间将胶囊送回医生办公室。

如果您有任何疑问,请致电我们的办公室: \_\_\_\_\_。

## 购买肠道准备药物

**注:** 肠道准备药物有多种瓶装大小: 购买肠道准备药物时,请确保您获得足够的肠道准备药物。

聚乙二醇 (MiraLAX®、ClearLax、PureLax、GaviLax、LavaClear品牌)。购买至少含有153克的瓶装聚乙二醇 (根据购买的瓶装大小,很有可能使用后会剩余一些聚乙二醇)。

Mylicon滴剂: 购买尽可能小的瓶装滴剂.....您需要的总量是1.2毫升。