

Beispielhafte* Anweisungen für die Vorbereitung auf die Verwendung von CapsoCam Plus®

* Die Anweisungen sollen Ärzten als Beispiel für eine Patientenvorbereitung dienen, mit der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sauberer Dünndarm und ein günstiges Behandlungsergebnis erzielen lassen. Der Arzt muss bei der Ausstellung von Anweisungen zur Vorbereitung den individuellen Zustand jedes Patienten berücksichtigen. Patienten mit bekannten Motilitätsproblemen (z. B. verzögerte Magenentleerung, Magenretention, häufige Verstopfung, schwierige Zugänglichkeit bei der Koloskopie usw.) benötigen möglicherweise eine aggressivere oder modifizierte Vorbereitung.

Diese Vorbereitung wurde von Ärzten zusammen mit ihren Patienten erarbeitet, um drei primäre Endpunkte zu erreichen: (1) optimale Darstellung des Dünndarms, (2) schnellste Kapselpassage und (3) lockerster Stuhl, um die Bergung mit dem Ziel zu erleichtern, die klinischen Ergebnisse der Kapselendoskopie-Untersuchung Ihres Patienten zu maximieren.

Anweisungen für die Vorbereitung von Patienten auf die Kapselendoskopie mit CapsoCam Plus®

Termin zur Einnahme am Morgen

*HINWEIS: Wenn Sie ein orales Eisenpräparat einnehmen, beenden Sie die Einnahme bitte 4 volle Tage vor dem Test.

Ihre Kapselendoskopie-Untersuchung ist am: _____

Adresse: _____

Tag _____ Datum _____ Uhrzeit _____

Tag vor der Untersuchung

Tag:	Frühstücken Sie wie gewohnt und essen Sie eine leichte Mahlzeit zu Mittag. Nehmen Sie dann für den Rest des Tages/der Nacht nur noch klare Flüssigkeiten zu sich. (Keine Getränke mit rotem Farbstoff.)
Tag: Uhrzeit: 19.00	Mischen Sie 7 volle Kappen (119 g) Polyethylenglykol (Marken MiraLAX®, ClearLax®, PureLax®, GaviLax®, LavaClear®) mit etwa 1 l (32 oz.) Wasser und trinken Sie den gesamten Inhalt.
Tag: Uhrzeit: 21.30	Nehmen Sie um 21:30 Uhr 0,6 ml Simeticon-Tropfen (Mylicon®) mit etwa 240 ml (8 oz) Wasser ein. Dadurch wird Blasenbildung im Magen-Darm-Trakt vermindert. Trinken Sie ab 22 Uhr nichts mehr. Ein paar Schlückchen Wasser mit Medikamenten sind erlaubt.

Tag der Untersuchung

Tag: Uhrzeit: Morgens	Nehmen Sie bis 2 Stunden nach Schlucken der Kapsel keine Medikamente ein, es sei denn, Ihr Arzt hält es für notwendig. Nehmen Sie die Medikamente in diesem Fall mit kleinen Schlückchen Wasser ein.
Tag: Uhrzeit:	Mischen Sie zwei (2) Stunden vor dem geplanten Schlucken der Kapsel 1 volle Kappe (17 g) Polyethylenglykol (MiraLax®, ClearLax® usw.) mit einem vollen Glas Wasser. Die Kappe der Polyethylenglykol-Flasche ist ein Messbecher, der eine Markierung enthält, die bei Füllung bis zu dieser Linie 17 Gramm Pulver angibt.
Tag: Uhrzeit:	Ankunft in der Praxis/Klinik.
Uhrzeit:	Schlucken Sie die CapsoCam Plus-Kapsel mit 0,6 ml Simeticon-Tropfen (Mylicon®) in etwa 240 ml (8 oz) Wasser.
Uhrzeit:	Nehmen Sie 2 Stunden nach dem Schlucken der Kapsel wieder klare Flüssigkeiten zu sich.
Uhrzeit:	Mischen Sie vier Stunden nach Schlucken der Kapsel 17 g Polyethylenglykol (MiraLax®, ClearLax® usw.) mit einem vollen Glas Wasser und trinken Sie den gesamten Inhalt.
Uhrzeit:	Nach dem Trinken der letzten Dosis Polyethylenglykol (MiraLax®, ClearLax® usw.) können Sie jederzeit eine leichte Mittagsmahlzeit zu sich nehmen. Bitte geben Sie an, was Sie zu Mittag gegessen haben. _____ Essen Sie wie gewohnt zu Abend. Es müssen keine weiteren speziellen Ernährungsvorgaben mehr befolgt werden.

Wichtige Patienteninformation

- Befolgen Sie für bestmögliche Ergebnisse die Anweisungen genauestens. Die Kapsel wird in der Regel nach 3 bis 30 Stunden ausgeschieden. Wenn Sie die Kapsel 72 Stunden nach Einnahme der Kapsel noch nicht ausgeschieden haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Das Video zur Bergung der Kapsel finden Sie hier:

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



- Um eine Wiederholung dieser Untersuchung zu vermeiden, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur Bergung der Kapsel, bis es so weit ist. Verwenden Sie die bereitgestellte Auffangpfanne so lange, bis Sie die Kapsel geborgen haben.
- Geben Sie die Kapsel gemäß Anweisung Ihrem Arzt zurück.

Rückgabe der Kapsel: von Ihrem Arzt gewählte Option

- Geben Sie die Kapsel in den Kapselbehälter. Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Kapselbehälters geschlossen ist. Geben Sie die Kapsel während der normalen Öffnungszeiten in der Arztpraxis ab.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle: _____.

Kauf der Medikamente zur Vorbereitung

Hinweis: Medikamente zur Vorbereitung sind in verschiedenen Mengen erhältlich: Stellen Sie beim Kauf Ihrer Medikamente zur Vorbereitung sicher, dass Sie für die gesamte Vorbereitung eine ausreichende Menge anfordern.

Polyethylenglycol (Marken MiraLAX®, ClearLax®, PureLax®, GaviLax®, LavaClear®). Kaufen Sie einen oder mehrere Behälter mit mindestens 153 g (es wird wahrscheinlich etwas übrig bleiben).

Simeticon-Tropfen (Mylicon®) – kleinstmögliche Flasche; Sie werden insgesamt nur 1,2 ml benötigen.